

20 minutes, c'est le temps de faire un dépistage COVID-19

Sur votre
campus

Tests antigéniques rapides, **gratuits et sans rendez-vous**
pour les étudiant.e.s de Rennes

Un test antigénique, qu'est-ce que c'est ?

Le test antigénique détecte la présence du virus ou de fragments de virus SARS-CoV-2. Comme le test de référence actuel, le RT-PCR, le test antigénique est à ce jour réalisé à partir de prélèvements dans le nez, par écouvillon. Alors que le RT-PCR nécessite une analyse parfois de plusieurs heures en laboratoire, le test antigénique repère des protéines du virus en moins de 30 minutes.

A partir du 25 janvier, je me présente dans un des quatre centres de dépistage entre 13h et 19h (pour la période de couvre-feu, ouverture de 13h à 17h30) :

- **Campus de Beaulieu** : bâtiment 1A, 263 avenue du Général Leclerc à Rennes - salle 03, cafétéria des professeurs
- **Campus Centre** : Faculté des Sciences Economiques, 7 place Hoche à Rennes - salle des actes
- **Campus de Villejean** : bâtiment 1, accès par 2 avenue du Professeur Léon Bernard à Rennes - cafétéria des professeurs
- **Campus de Ker Lann** : la « maison du campus », Contour Antoine de St Exupéry, Ker Lann, Bruz

Comment se déroule le dépistage ?

- 1) Accueil, explication du déroulement du test et saisie administrative
- 2) Prélèvement et analyse du test
- 3) Attente de résultats et délivrance de messages de sensibilisation
- 4) Rendu du résultat et information sur la conduite à tenir
- 5) Réalisation du *contact-tracing* si résultat du test positif

Retrouvez plus d'informations sur le processus lorsque le résultat est positif sur

sse.univ-rennes.eu

→ **Je n'oublie pas ma carte vitale et ma pièce d'identité**

→ **Je porte mon masque**